

Procedure for rengøring af seng ved fraflytning fra plejecentrene

Det er pr. 1 okt. 2018 blevet besluttet af plejesenge skal blive stående når en beboer fraflytter lejemålet. Det er derfor personalets opgave at rengøre sengen inden en anden beboer flytter ind.

Sengen skal blive på stuen mens den rengøres.

Selve rengøringen af sengen:

- Ved rengøring af sengen bruges almindeligt rengøringsmiddel
- Sengeheste tages af og vaskes separat
- Sengegavle tages af og rengøres separat
- Sengen køres så højt op som muligt
- Sengen og madrassen vaskes godt med sæbe og derefter vaskes rent med vand
- Desinficeres til sidst med klørklude (husk at læse på pakken hvordan kløren aktiveres inden brug, en tør klud har ingen effekt).
- **HUSK at benytte handsker og forklæde**

Hvis borgeren er kendt med smitte, kontaktes Hjælpemidler & Kommunikation, og sengen bliver transporteret op til Sundhedshuset og vaskes og desinficeres i deres sengevaskemaskine.